

# IMPAX 6.6.1 Quick Reference: Kliniske brugere

---

## Log ind i Impax

1. Dobbelt-klik på Impax-ikonet på skrivebordet

## Find patienter med simpelt søgeværktøj

### søgeværktøj

1. Åbn søgning i liste-området ved at klikke på **Søg** i søgebjælken
2. Søg på CPR-nr eller patient-navn
3. Begræns evt. søgning på dato, hospital eller modalitet

**tip:** Anvend % (eller \*) som wildcard. Wildcards kan indsættes før eller vilkårligt i søgestrengen. Cpr. nr. kan f.eks. skrives 0101%0RJ1 hvis man ikke kan huske fødselsår. Der kan indsættes flere wildcards i søgestrengen. Impax sætter automatisk wildcard i slutningen af søgestrengen.

## Find patienter med avanceret søgeværktøj

### søgeværktøj

1. Åbn avanceret søgning ved at klikke på **Avanceret**
2. Vælg et søgekriterie i rullegardinet til højre
3. Indtast værdi der skal søges på
4. Vælg evt. et nyt søgekriterie (tilføjer kriterie med OG)  
eller
5. Klik på + udfør samme parameter for at

tilføje søgning med ELLER

6. Fortsæt indtil søgningen indeholder ønskede søgekriterier
7. Klik på søg eller tryk ENTER

**tip:** Avancerede søgninger kan gemmes som foretrukne søgninger. Klik i rullegardinet foretrukne søgninger, vælg Ny..., navngiv din søgning og gem.

**tip:** Nulstil alle søgeparametre ved at klikke på Nulstil Søgning i øverste ve. hjørne

## Åbne undersøgelser

1. Dobbelt-klik på den ønskede undersøgelse/ patient for at åbne billederne  
eller
2. Marker flere patienter ved at SHIFT eller CTRL-markere de ønskede undersøgelser, højre-klik og vælg Cycle... for at åbne på en samlet liste (skift mellem patienter på pilene i billedområdet i nederste venstre hjørne)
3. eller vælg Åbn billeder... for at åbne undersøgelserne i separate faner

**tip:** Hvis man ønsker at systemet automatisk åbner relevante undersøgelser til sammenligning skal Relevans-knappen være trykket ind

## Vis oplysninger om undersøgelse/ beskrivelse

1. Åbn en undersøgelse
2. Klik på Tekst... til venstre i toppen af billedområdet. Vend tilbage til billeder ved at klikke på Billeder...
3. Se tidligere beskrivelser ved at venstre-klikke på tidligere undersøgelser i undersøgelsesliste

## Navigér mellem billeder, serier og undersøgelser

1. Navigér **mellem billeder** ved at holde ve. museknap nede og træk op eller ned.  
eller
2. Anvend musens scroll-hjul  
eller
3. Anvend pageUp eller pageDown
4. Navigér **mellem patientens åbne undersøgelser** ved at anvende pilene i billedområdet til hø. for patientnavn  
eller
5. Skift med pil op eller pil ned
6. Naviger **mellem serier** ved at klikke på en ny serie i serie-vinduet  
eller
7. Skift med SHIFT pil op eller pil ned

## Personlige arbejdslistes

1. Klik på knappen **Arbejdslistes** i liste-området
2. Klik på fanebladet personlige

# IMPAX 6.6.1 Quick Reference: Kliniske brugere

arbejdslister

3. Klik på  og navngiv listen


**tip:** Hvis der angives søgekriterier vil listen være dynamisk, dvs. opdateres automatisk med nye undersøgelser, der opfylder søgekriterierne (og forsvinder hvis søgekriterierne ikke længere er opfyldt). Der kan stadig tilføjes undersøgelser manuelt, disse undersøgelser vil kun forsvinde hvis de manuelt fjernes (hø. klik og fjern...).

**tip:** Hvis man opretter en tom liste kan den anvendes til at gemme interessante undersøgelser.

## Luk åbne undersøgelser

1. Luk enkelt undersøgelse: klik på x i fane nederst i billedområdet
2. Luk alle billeder: Hø. klik på fane nederst i billedområdet og vælg *luk alle...*
3. Luk cycle-liste: Hø. klik nederst i billedområdet og vælg *luk cycle liste...*

## Gemme målinger

1. Sæt mål på de ønskede billeder
2. Tryk på snapshot-ikonet 

## Vise tidligere målinger

1. Klik på den lille pil til venstre for snapshot-ikonet
2. Vælg det relevante snapshot
3. Impax åbner nu undersøgelsen, som den så ud, da målene blev gemt.

## Tastatur-genveje i billedområdet

<b>Z</b>	Zoom med scroll-hjul, venstre-klik og træk for Pan
<b>X</b>	Aktiver måle-værktøj (ve. klik for startpunkt, ve. klik for slut, hø. klik for slut)
<b>SHIFT-X</b>	Vinkelmåling
<b>P</b>	Pile-markering
<b>DEL</b>	Slet annotationer (mål, pile, tekst osv.)
<b>ESC</b>	Nulstil musetilstand til W/L
<b>1</b>	Forudindstillet W/L Bløddele CT
<b>2</b>	Forudindstillet W/L Lunge CT
<b>3</b>	Forudindstillet W/L Knogle CT
<b>CTRL-N</b>	Nulstil W/L

## Oversigt over hyppigt anvendte knapper i billedområdet

	Nulstil W/L
	Rotèr til højre
	Rotèr til venstre
	Zoom
	Lineal/ måling
	W/L
	Nulstil billede
	Tag snapshot
	Vis/ skjul tilgængelige serier
	Vinkelmåling
	Vinduesopsætning
	Annotation, tekst
	Link serier
	Slet annotationer
	Pilemarkering
	Redigèr annotationer